



基本信息

Straumann® Variobase® 多能基台



ITI (国际口腔种植学会) 是InstitutStraumann AG在研究和教育领域的学术合作伙伴。

目 录

1	引言	2
1.1	本指南目的	2
2	一般信息	3
2.1	Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 介绍	3
2.2	技术要求	3
2.3	系统概述	4
2.4	产品特性	5
3	修复、设计和制作完成	6
3.1	准备	6
3.2	基底/牙冠的设计和制作	6
3.3	粘固	11
3.4	戴入(牙医诊所)	13
4	辅助设备和工具	14
4.1	SCS螺丝刀	14
4.2	棘轮扳手	14
4.3	抛光辅助件和替代体夹持器	14
5	重要指南	15

1 引言

1.1 本指南目的

本指南专为使用Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 设计螺丝固位或粘结固位定制基台的牙科技师和牙医而准备。其提供了关于使用Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 的详细介绍信息。

如未能依照本操作说明中的程序, 则将会对患者造成伤害和/或导致下列并发症:

- 吸入或吞入零件
- 破裂
- 感染

注意:

对于种植体支持的上部结构, 要求为患者提供最佳的口腔卫生环境。在计划和设计修复体时, 相关各方都应当考虑到这一点。

有关士卓曼种植体适应证和禁忌症的信息, 比如: 所需最少的种植体数量、种植体类型、直径和负重方案, 可参阅手术程序基本信息-士卓曼®牙科种植体系统


2 一般信息

2.1 STRAUMANN® VARIOBASE® ABUTMENT (士卓曼®Variobase®多能基台) 介绍

Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 为牙科技工室制作个性化修复体提供了极高的灵活性, 即可以选择压铸、铸造或切削研磨这类技工室内完成的工作流程。此外, Straumann®Variobase®Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 也具备使用士卓曼原厂基台连接和搭配特有的士卓曼集中式CAD/CAM系统这些优势。

有关预期用途和适应证, 请参阅使用说明。

2.2 技术要求



士卓曼®Variobase®种植数据库

为保证Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 和基底之间接口的精确设计, 可使用特定的数字士卓曼Variobase®种植数据库, 其由包含基底几何结构的一个开放式STL文件组成。

注意:

士卓曼®Variobase®种植数据库仅为Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 提供基底的几何结构。在此, 需要牙科技工室依照研磨设备制造商的说明, 对CAM具体参数进行定义。

软件

为了设计Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 的数字工作流程, 可使用含士卓曼®Variobase®种植数据库的CAD软件。有关可用性的详细信息, 请联系士卓曼。请遵循CAD软件提供商的指示说明。

研磨系统

应采用可将Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 研磨成精确几何结构的研磨系统。实现几何结构的精确研磨, 要求具备直径不超过1mm的钻头。

2.3 系统概述

Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 包括下列士卓曼种植体平台

	种植体水平					基台水平	
	NC	RC	NNC	RN	WN	NC	RC
替代体							
	025.2101	025.4101	048.127	048.124	048.171	023.2754 (0°, D 3.5 mm) 023.4756 (0°, D 4.6 mm) 023.4757 (角度的, D 4.6 mm)	023.4756 (0°, D 4.6 mm) 023.4757 (角度的, D 4.6 mm)
扫描杆							
	025.2915	025.4915	048.173	048.168	048.169	025.0001 (D 4.6 mm) 025.0000 (D 3.5 mm)	025.0001 (D 4.6 mm)
Variobase® 多能基台, 冠用, 高度 3.5 mm							
	025.2921	025.4921	048.709	048.710	048.711	-	-
Variobase® 多能基台, 冠用, 高度 5.5 mm							
	022.0027	022.0026	022.0021	022.0022	022.0023	-	-
可燃基底, 适用于 Variobase® 多能基台, 冠 用, 基台高度 3.5 mm							
	023.2756/ 023.2756- 04 ¹	023.4759/ 023.4759- 04 ¹	048.267/ 048.267V4 ¹	048.268/ 048.268V4 ¹	048.269/ 048.269V4 ¹	-	-
可燃基底, 适用于 Variobase® 多能基台, 冠 用, 基台高度 5.5 mm							
	023.0018/ 023.0018V4	023.0017/ 023.0017V4	023.0014/ 023.0014V4	023.0015/ 023.0015V4	023.0016/ 023.0016V4	-	-

2.4 产品特性



可靠性

- 配备原厂士卓曼®种植体-基台连接
- 实现基底与获专利2的啮合结构之间的稳固连接
- 含4个凸轴的更多粘固表面

效率

- 凭借CAD软件可使用的Variobase® STL数据, 为使用带来便利
- 通过精确的可燃基底, 实现简单及精确的蜡型制作过程
- 紧凑的基座尺寸, 实现高度设计灵活性
- 简化粘固过程
 - 跳过喷砂过程, 节省时间
 - 4个凸轴有助于对基底进行精确定位

成本效益

- 可以选择使用在技工室内自行制作的工作流程, 即: 使得压模或铸造及技工室研磨这类蜡型制作过程变得更为方便

* 数字化流程的基台高度不能进行调改

3 修复、设计和制作完成

3.1 准备

前提条件

- 已确认和标注牙色（通过比色图表或数字测量装置）。
- 已制取印模。

牙色信息和印模被同时发送至牙科技工室。



3.1.1 制作工作模型

采用标准方式和类型4牙科人造石膏 (ISO6873) 制作工作模型。为确保高品质修复效果，应考虑到下列要求：

- 仅采用新的、未损坏的原厂士卓曼种植体替代体。
- 将种植体替代体嵌入到石膏中；种植体替代体应不会在模型中晃动。
- 应始终采用人工牙龈，以确保获得穿龈的最佳轮廓。
- 优先采用可扫描材料制作人工牙龈

3.2 基底/牙冠的设计和制作



3.2.1 传统铸型和压铸工作流程

步骤1—放置Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼 Variobase®多能基台)

放置Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台)，并手动拧紧螺丝（最大15Ncm）。应仅采用士卓曼®SCS螺丝刀将基台固定到替代体中。再次检查是否正确戴入，以及是否出现旋转或垂直移动。



如果使用带有上部柱形结构可调改的冠用Variobase®，您可以根据解剖情况调改柱形结构的部分，但是不可以低于标记的部分，防止影响基台的稳定性



步骤 2 — 安装并调整可燃基底

将可燃基底安装到Straumann®Variobase® Abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 上, 并检查是否戴入正确。

注意:

- 使用可燃基底, 以保证螺丝通道的清洁和形状的完整, 并能够与 Straumann®Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 实现良好匹配。
- 通过稳定的戴入, 可燃基底应不会旋转或垂直移动。



根据具体情况, 可将可燃基底调整至骀平面高度。

注意:

确保调整后的可燃基底仍能够覆盖Straumann®Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 的所有金属部分。



根据不同的解剖结构, 确定蜡型的轮廓。

注意:

- 根据所使用的材料的适应证, 您可以进行回切设计或使用完整解剖形态设计。
- 确保基台的蜡层厚度充足 (至少0.15mm), 以便在加热时, 为可燃基底提供膨胀空间。
- 应依照制造商说明, 确保遵照所使用牙科材料的最小轴壁的厚度。



步骤 3 — 制作基底或牙冠

使用标准压铸或铸造程序, 对基底 (回切设计) 或全解剖形态蜡型 (全解剖冠设计) 进行制作。

注意:

为实现最佳结果, 建议避免在铸造程序中使用快速包埋材料。可燃基底的蜡型需要有充分时间, 以实现完全燃尽。



如必要, 也可使用标准程序, 制作单个牙冠。



在粘固前, 最终完成基底或牙冠

注意:

如您需要为牙冠提供饰面, 应确保饰面材料的热膨胀系数与基底材料的热膨胀系数相匹配。

3.2.2 数字工作流程 (CAD/CAM)

3.2.2.1 扫描和设计


选项A: 扫描和设计 — 含扫描杆

依照软件制造商的说明, 将士卓曼 Variobase® 种植数据库导入到设计软件中。



步骤 1 — 安装

检查是否将扫描杆正确装配到替代体中, 并手动拧紧自固定螺丝 (最大15Ncm)。应使用士卓曼®SCS螺丝刀固定扫描杆。再次检查装配是否正确, 并且是否出现转动或垂直松动。如果计划对单颗牙齿进行修复, 应使扫描杆上的斜面朝向颊部 (不与邻牙毗连)。避免扫描杆与邻近的牙齿接触。



步骤 2 — 扫描和建模

遵循软件提供商关于如何扫描和识别扫描杆的指示说明。同时, 依照软件提供商的说明, 对基底或牙冠进行建模。

选项B: 扫描和设计 — 不含扫描杆

如未将种植数据库导入到您的软件内, 则您将无法使用扫描杆。



步骤 1 — 扫描

扫描Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台)。

注意:

- 可使用扫描喷剂。
- 如果软件不可以进行虚拟倒凹填充, 则应在扫描前, 对此倒凹和螺丝通道进行封堵。
- 如软件允许将扫描作为模板保存, 则无须再做进一步封堵。在此, 可通过匹配过程, 采用Straumann®Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 模型扫描, 对模板进行匹配。否则, 就需要用蜡对 Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 的倒凹进行填充, 以便在未来进行扫描。

步骤 2 — 建模

依照软件提供商的说明, 对基底或牙冠进行建模。

螺丝通道直径: RC = 2.3 mm / NC = 2.2 mm / WN = 2.7 mm / RN = 2.7 mm /
NNC = 2.2 mm

3.2.2.2 研磨



步骤 1 — 研磨准备

依照CAD软件和研磨设备提供商的说明, 将您的设计数据转到研磨设备中。

注意:

- 依照CAD软件和研磨设备提供商的指示说明, 按材料, 使用正确设置。
- 使用最大直径为1mm的钻头, 对Straumann® Variobase® abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 冠部结构的四个凸轮进行精确研磨。

步骤 2 — 研磨

依照研磨设备提供商的指示说明, 研磨基底或牙冠。

3.2.3 牙科技工室内基底/牙冠最终定型



步骤 1— 基底/牙冠的最终定型

采用标准程序, 对基底或牙冠做最终定型。

注意:

- 应在进行粘固步骤前, 对粘固到Straumann® Variobase® abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 的基底或牙冠进行完全定型。
- 对于粘固, 可在完成粘固步骤后, 制作和定型牙冠。

3.3 粘固



步骤 1— 固定到工作模型

使用 螺丝(手动 紧固), 将Straumann® Variobase® abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 固定到工作模型内的种植体替代体上。用蜡封闭螺丝通道, 以防止多余粘固剂流入到螺丝通道内。

注意:

- 凭借其获得专利的啮合结构, 无需对Straumann®Variobase®abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 进行喷砂处理, 就获得牢固粘固效果。
- 为了保证能将基底或牙冠精确定位到Straumann®Variobase®abutment (士卓曼 Variobase®多能基台) 上, 应始终在工作模型上进行粘固。
- 由于四个凸轴存在对称性, 可在粘固前, 根据患者的实际解剖结构, 确认牙冠的位置。



步骤 2 — 粘固

在Straumann® Variobase® abutment (士卓曼 Variobase® 多能基台) 上采用自固化牙科粘固剂³。同时, 依照粘固剂制造商的指示说明, 将基底粘固到 Straumann® Variobase® abutment (士卓曼 Variobase® 多能基台) 上。

注意:

- 立即将基台上的多余粘固剂移除。在粘固剂变干后, 对基底下缘进行抛光处理。
- 应采用抛光辅助配件, 对基台修复连接处进行保护。
- 在粘固后, 不得加热基台。



³ 士卓曼采用 Kuraray 和 zerion® (二氧化锆) 基底, 对 Panavia™ F2.0树脂粘固剂进行测试。

3.4 戴入(牙医诊所)

在交付至牙医诊所前, 应将最终修复体固定到工作模型上。

步骤1—准备

- 移除愈合帽或临时修复体。
- 移除工作模型上的上部构造, 并松开替代体上的基台。
- 彻底清洁和干燥种植体与基台内部。

注意:

应始终确保螺纹表面和螺丝头干净, 并且使用新的临床螺丝进行最终修复。



步骤2—最终戴入

选项 A: 螺丝固位的最终修复体

- 把经过消毒的Straumann®Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 进行定位。采用 SCS 螺丝刀以及棘轮扳手和扭力控制器, 将螺丝拧紧至 35Ncm。
- 使用棉花和密封剂(即: 牙胶) 封闭 SCS 螺丝通道。这样, 在以后如需要更换牙冠时, 可轻松移除 Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台)。



选项B: 粘结固位的最终修复体

- 将经过消毒的Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台) 固定到种植体内。采用SCS螺丝刀以及棘轮扳手和扭力控制器, 将螺丝拧紧至35Ncm。
- 使用棉花和密封剂(即: 牙胶) 封闭SCS螺丝通道。这样, 在以后如需要更换牙冠时, 可轻松移除 Straumann® Variobase® Abutment (士卓曼®Variobase®多能基台)。
- 用粘结剂, 将上部结构粘结到基台上。
- 移除多余粘结剂。

4 辅助设备和工具

4.1 SCS螺丝刀

器械编号		器械	尺寸	材料
046.400		用于棘轮的SCS 螺丝刀, 超短	长 15 mm	Cronidur® 30
046.401		用于棘轮的SCS 螺丝刀, 短	长 21 mm	Cronidur® 30
046.402		用于棘轮的SCS 螺丝刀, 长	长 27 mm	Cronidur® 30

4.2 棘轮

器械编号		器械	尺寸	材料
046.119		棘轮包括维护器械	长 84 mm	不锈钢

4.3 抛光辅助件和替代体夹持件

器械编号		器械	尺寸	材料
046.245		抛光辅助件用于RN SYN OCTA® 基底、纵向螺丝固位	长 15mm	不锈钢
025.2920 025.2920-04		NC 抛光辅助件	长 16 mm	不锈钢
025.4920 025.4920-04		RC 抛光辅助件	长 16 mm	不锈钢
046.239		替代体夹持器	长 105 mm	铝/钢

5 重要指南

请注意

医师应遵循合适的信息和指示, 使用士卓曼CAD/CAM产品或其它士卓曼产品(“士卓曼®产品”), 从而确保依照使用说明, 安全与正确的使用士卓曼®产品。

应依照制造商提供的使用说明, 使用士卓曼®产品。医师有责任根据类使用说明, 使用设备, 并确定设备是否符合患者的具体情况要求。

士卓曼产品具有整体性, 并只能与 Institut Straumann AG 及其母公和此类母公司的所有关联公司或子公司(“士卓曼®”)经销的对应原始零件和仪器共同使用, 但本文件或使用说明中关于各士卓曼®产品另有规定的除外。如使用士卓曼®未在本文件或各使用说明中推荐的第三方产品, 则士卓曼®将不承担任何明确或隐含的保修或其它义务。

可用性

本文件中列出的某些士卓曼®产品, 可能无法在全球范围内提供。

警告

除遵照本文件中的注意事项外, 当在口腔内使用我们的产品时, 应谨防将其吸入。

有效性

在发布本文件时, 所有以往版本将同时废止。


文档

有关士卓曼®产品的详细说明, 请联系您的士卓曼®代表。

版权和商标

未经士卓曼®的书面授权, 不得翻印或出版士卓曼®文件。本处所提的士卓曼®和/或来自士卓曼®的其它商标与标志均属于 Straumann Holding AG和/或其关联公司的商标或注册商标。

标签和说明书上的符号含义

	批号
	产品编号
	射线灭菌
	温度下限
	温度上限
	温度限制
	警告: 美国联邦法律限制该设备由牙科专业人士销售
	不得重复使用
	未灭菌
	警告, 参阅所附文件
	此日期前使用
	避光
	具有CE标志的士卓曼®产品符合医疗器械指令93/42 EEC的要求
	
	参阅使用说明

www.straumann.cn

国际总部

Institut Straumann AG Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
电话: +41 (0)61 965 11 11
传真: +41 (0)61 965 11 01

士卓曼 (北京) 医疗器械贸易有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座3层303室
100020
电话: +86 10 5775 6555
传真: +86 10 5775 6556

Panavia™ is a trademark of Kuraray Co, LTD, JP.
3M™ and RelyX™ are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.

© Institut Straumann AG, 2015. All rights reserved.
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of Straumann Holding AG and/or its affiliates.