


骨水平种植体



CrossFit® 十字锁合(NC/RC)



骨水平种植体




临时修复




- 1 锥形螺丝头
 - 2 径向接触面
 - 3 紧密的锥形种植体 - 基台界面
 - 4 深度的种植体 - 基台接合
- ▶ 无峰值应力
 - ▶ 就位时精确导入
 - ▶ 密封的种植体 - 基台连接面
 - ▶ 高稳定性


种植体水平印模方式



基台水平印模方式



固定义齿修复配件



覆盖义齿修复配件

