




STRAUMANN® 牙科种植系统


修复选择指南



COMMITTED TO
SIMPLY DOING MORESM
FOR DENTAL PROFESSIONALS



ITI (国际口腔种植团队) 是Institut Straumann在研究和教育领域的学术合作伙伴。





修复选择指南

Straumann® 骨水平修复体

— 单冠	3
— 牙桥	5
— 可摘式	9

Straumann® 软组织水平修复体

— 单冠	11
— 牙桥	14
— 可摘式	16

STRAUMANN修复体

对于软组织水平和骨水平种植体, Straumann都能提供范围广泛的由不同材料、高度、直径和角度组成的标准和个性化基台。


修复体简易化

- 兼容部件多合一套装 — 在一个工具盒里
- 一个修复工具盒适用于骨水平和软组织水平种植体
- 修复部件由颜色编码以便于查找
- 修复设计工具盒, 为您的患者提供理想的美学设计

设计用于安全、精确地符合 — 莫氏锥度和CrossFit® (十字锁合)连接

- Straumann软组织水平种植体的莫氏锥度连接提供安全的摩擦力固位
- CrossFit® (十字锁合)连接的设计用于安全和精确地固定Straumann骨水平种植体和相应的Straumann骨水平基台。其他的制造商都没有CrossFit® (十字锁合)连接。

真正的STRAUMANN CrossFit®(十字锁合)连接



十字锁合设计的每个部件都有重要作用

- 十字锁合连接有助于分散抗旋转力和弯曲力
- 沟槽 (A) 确保Straumann基台的正确固位
- 圆柱连接有助于机械稳定性

竞争对手设计的局限性

- 竞争对手的基台设计没有使用Straumann精准的工程规范标准
- 如下所示, 方形连接使表面仅与突起部分接触, 破坏了安全性
- 由此产生的不精确连接留下间隙, 会使性能受影响






骨水平种植系统 单牙冠

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
	螺丝固位	骨水平标准连接					
金基台; 标准十字锁合连接十字锁合连接基台; RC, 用于牙冠, 高 3.8mm; Ceramicor®金/POM塑料		 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101	 024.4372	 024.4371	022.4410 
骨水平窄连接							
	金基台, 牙冠; 窄十字锁合连接基台; NC, 用于牙冠, 高 3.7mm; Ceramicor®金/POM塑料	 025.2202-短/ 025.2205-长	 025.2201	 025.2101	 024.2372	 024.2371	022.2410 



骨水平种植系统 单牙冠（续）

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	骨水平标准连接						
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 直型, 牙龈高度 2mm, 纯钛	 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101	 024.4372	 024.4371	022.4102 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 直型, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.4104 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm, 纯钛						022.4152 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.4154 
	标准Meso式基台; RC, 直径 8mm, 高 13.4mm, 纯钛						022.4202 
	标准十字锁合连接基台; RC, 用于牙冠, 高 3.8mm; Ceramicor®金/POM塑料						022.4410 



	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	窄连接						
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 直型, 牙龈高度 2mm, 纯钛						022.2102 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 直型, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.2104 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm, 纯钛	 025.2202-短/ 025.2205-长	 025.2201	 025.2101	 024.2372	 024.2371	022.2152 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.2154 
	窄十字锁合连接Meso基台; NC, 直径 6mm, 高 13.4mm, 纯钛						022.2202 
	窄十字锁合连接基台; NC, 用于牙冠, 高 3.7mm; Ceramicor®金/POM 塑料						022.2410 








骨水平种植系统 牙桥

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
螺丝固位	标准十字锁合连接						
	标准十字锁合连接基台; RC, 用于牙桥, 高5.4mm; Ceramicor®金/POM塑料	 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101	 024.4372*	 024.4375	022.4430 
	RC 多功能基台 0° D 4.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.4242	 025.4241-04	 025.4141		 024.4342	022.4741/ 023.4741-金  或 023.4744-塑料
	RC多功能基台0° D 4.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.4742/ 023.4741-金  或023.4744-塑料
	RC多功能基台0° D 4.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.4744/ 023.4741-金  或023.4744-塑料
	RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.4262	 025.4261-04	 025.4161		 024.4362	022.4761/ 023.4761-金  或023.4764-塑料
	RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.4762/ 023.4761-金  或023.4764-塑料
	RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.4764/ 023.4761-金  或023.4764-塑料
	RC多功能基台25° A/基底	 025.4206		 025.4106		 024.4307	022.4782/ 023.4701-金  或023.4704-塑料
	RC多功能基台25° B/基底						022.4786/ 023.4701-金  或023.4704-塑料

*牙冠可以修改并适用于牙桥



	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
螺丝固位	窄十字锁合连接						
	NC 多功能基台0° D 3.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.2232	 025.2231-04	 025.2131	 024.2332	022.2731/ 023.2731-金 023.2734-塑料   	
	NC 多功能基台 0° D 3.5 mm, H 2.5 mm/基底					022.2732/ 023.2731-金 023.2734-塑料   	
	NC 多功能基台 0° D 3.5 mm, H 4.0 mm/基底					022.2734/ 023.2731-金 023.2734-塑料   	
	NC多功能基台 0° D 4.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.2242	 025.2241-04	 025.2141	 024.2342	022.2741/ 023.2741-金 023.2744-塑料   	
	NC 多功能基台 0° D 4.5 mm, H 2.5 mm/基底					022.2742/ 023.2741-金 023.2744-塑料   	
	NC 多功能基台 0° D 4.5 mm, H 4.0 mm/基底					022.2744/ 023.2741-金 023.2744-塑料   	
	NC 多功能基台 25° A/基底	 025.2206		 025.2106	 024.2307	022.2782/ 023.2701-金 023.2704-塑料   	
	NC 多功能基台 25° B/基底					022.2786/ 023.2701-金 023.2704-塑料   	






骨水平种植系统 牙桥（续）


	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	标准十字锁合连接						
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 直型, 牙龈高度 2mm, 纯钛						022.4102 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 直型, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.4104 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm, 纯钛						022.4152 
	标准十字锁合连接解剖式基台; RC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.4154 
	标准Meso式基台; RC, 直径 8mm, 高 13.4mm, 纯钛						022.4202 
	标准十字锁合连接基台; RC, 用于牙冠, 高 3.8mm; Ceramicor®金/POM 塑料						022.4410 
	025.4202-短/ 025.4205-长	025.4201	025.4101				

*牙冠可以修改并适用于牙桥



	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	窄连接						
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 直型, 牙龈高度 2mm, 纯钛						022.2102 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 直型, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.2104 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm, 纯钛	 025.2202-短/ 025.2205-长	 025.2201	 025.2101	 024.2372*	 024.4371	022.2152 
	窄十字锁合连接解剖式基台; NC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm, 纯钛						022.2154 
	窄十字锁合连接Meso基台; NC, 直径 6mm, 高 13.4mm, 纯钛						022.2202 
	窄十字锁合连接基台; NC, 用于牙冠, 高 3.7mm; Ceramicor®金/POM 塑料	 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101			022.2410 

*牙冠可以修改并适用于牙桥





骨水平 可摘式


说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
	开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
标准十字锁合连接						
标准十字锁合连接基台; RC, 用于牙桥, 高5.4mm; Ceramicor®金/POM塑料	 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101		 024.4375	022.4430 
RC多功能基台0° D 4.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.4242	 025.4241-04	 025.4141		 024.4342	022.4741/023.4741-金/ 023.4744-塑料或 023.4746-钛   
RC多功能基台0° D 4.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.4742/023.4741-金/ 023.4744-塑料或 023.4746-钛   
RC多功能基台0° D 4.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.4744/023.4741-金/ 023.4744-塑料或 023.4746-钛   
RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.4262	 025.4261-04	 025.4161		 024.4362	022.4761/023.4761-金/ 023.4764-塑料或 023.4766-钛   
RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.4762/023.4761-金/ 023.4764-塑料或 023.4766-钛   
RC多功能基台0° D 6.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.4764/023.4761-金/ 023.4764塑料或 023.4766-钛   
RC多功能基台25° A/基底	 025.4206		 025.4106		 024.4307	022.4782/023.4702-金/ 023.4704-塑料或 023.4706-钛   
RC多功能基台25° B/ 基底						022.4786/023.4702金/ 023.4704-塑料或 023.4706-钛   
标准十字锁合连接牙龈基底杆; RC, 用于杆卡, 高 10mm; Ceramicor®金	 025.4202-短/ 025.4205-长	 025.4201	 025.4101		 024.4375	022.4701 
标准十字锁合连接牙龈基底杆; RC, 用于杆卡, 纯钛						022.4702 
窄十字锁合连接						
NC多功能基台0° D 3.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.2232	 025.2231-04	 025.2131		 024.2332	022.2731/023.2734-塑料/ 023.2732-金或023.2736-钛   
NC多功能基台0° D 3.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.2732/023.2734-塑料/ 023.2732-金或023.2736-钛   
NC多功能基台0° D 3.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.2734/023.2734-塑料/ 023.2732金或023.2736-钛   
NC多功能基台0° D 4.5 mm, H 1.0 mm/基底	 025.2242	 025.2241-04	 025.2141		 024.2342	022.2741/023.2744-塑料/ 023.2742-金或023.2746-钛   
NC多功能基台0° D 4.5 mm, H 2.5 mm/基底						022.2742/023.2744-塑料/ 023.2742-金或023.2746-钛   
NC多功能基台0° D 4.5 mm, H 4.0 mm/基底						022.2744/023.2744-塑料/ 023.2742-金或023.2746-钛   
NC多功能基台25° A/基底	 025.2206		 025.2106		 024.2307	022.2782/023.2704-塑料/ 023.2702-金/023.2706-钛   
NC多功能基台25° B/ 基底						022.2786/023.2704-塑料/ 023.2702金/023.2706-钛   
窄十字锁合连接牙龈基台; NC, 用于杆卡, 高 10mm; Ceramicor®金	 025.2202-短/ 025.2205-长	 025.2201	 025.2101		 024.2375	022.2701 
窄十字锁合连接牙龈基台; NC, 用于杆卡, 纯钛						022.2702 



Locator

说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底		
	开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位			
标准十字锁合连接								
RC LOCATOR®, AH 1.0 mm			048.197V4		025.0120-04		022.4501	
RC LOCATOR, AH 2.0 mm							022.4502	
RC LOCATOR, AH 3.0 mm							022.4503	
RC LOCATOR, AH 4.0 mm							022.4504	
RC LOCATOR, AH 5.0 mm							022.4505	
RC LOCATOR, AH 6.0 mm							022.4506	
窄十字锁合连接								
NC LOCATOR, AH 2.0 mm			048.197V4		025.0120-04		022.2502	
NC LOCATOR, AH 3.0 mm							022.2503	
NC LOCATOR, AH 4.0 mm							022.2504	
NC LOCATOR, AH 5.0 mm							022.2505	
NC LOCATOR, AH 6.0 mm							022.2506	
义齿部件								
LOCATOR 阳性件套装	048.189V2							
透明, 5 lbs	048.190V4							
粉色, 3 lbs	048.191V4							
蓝色, 1.5 lbs	048.192V4							
LOCATOR 阳性件套装, 扩展装	048.182V2							
绿色, 3–4 lbs	048.193V4							
橙色, 2 lbs	048.188V4							
红色, 1.5 lbs	048.194V4							
灰色, 0 lbs	048.181V4							
替代体	025.0120-04							
印模帽	048.197V4							
封闭垫圈	048.196V20							
阳性件	048.195V4							
占位件	048.218V4							
基台夹持器	046.413V4							

LOCATOR®是Zest Anchors, Inc.公司的注册商标。





软组织水平种植系统 单冠

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
螺丝固位	标准颈						
	RN, synOcta® (八角)1.5螺丝固位,高1.5mm; 钛合金/基底						048.601/048.633-金或 048.229-塑料/048.350
	标准金基台; RN,synOcta® (八角), 高14.1mm; Ceramicor®金/POM塑料	048.010-短/ 048.090-长	048.017V4 & 048.070V4	048.124			048.642
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.610/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.611/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, A型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.612/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.613/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底	048.010-短/ 048.090-长	048.017V4 & 048.070V4	048.124			048.615/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.616/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角) / 基底						048.617/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角20°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.618/048.676V4& 048.670-塑料/048.350
	八角基台; RN, synOcta® (八角), TS, 高4mm, 纯钛/基底						048.620/048.634-金 或048.665-塑料/048.350
	宽颈						
	WN, synOcta® (八角), 螺丝固位, 高1.5mm, 纯钛/基底						048.603/048.639-金或 048.667-塑料/048.350
	宽颈金基台; WN, synOcta® (八角), 高14.1mm; Ceramicor®金/POM塑料	048.091	048.013 & 048.095	048.171	048.242	048.717	048.644



软组织水平种植系统 单冠（续）

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	标准颈						
	实心基台; RN, 6°, 高 4mm, 黄色, 纯钛/基底		048.017V4/ 048.060V4 或040.381	 048.160			048.540/ 048.245-塑料
	实心基台; RN, 6°, 高 5.5mm, 灰色, 纯钛/基底		048.017V4/ 048.061V4 或040.383	 048.161	 048.655		048.541/ 048.245-塑料
	实心基台; RN, 6°, 高 7mm, 蓝色, 纯钛/基底		048.017V4/ 048.062V4 或040.382	 048.162	 048.655		048.542/ 048.245-塑料
	标准颈基台; RN, synOcta® (八角), 用于牙冠/牙桥, 高 5.5mm; 纯钛/基底						048.605/ 048.663
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.610/ 048.676V4
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.611/ 048.676V4
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, A型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.612/ 048.676V4
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.613/ 048.676V4
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底	 048.010短/ 048.090- ong	 048.017V4 & 048.070V4	 048.124	 048.664	 048.715	048.615/ 048.676V4
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.616/ 048.676V4
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角) / 基底						048.617/ 048.676V4
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角20°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.618/ 048.676V4
	标准八角Meso 基台						048.560
	标准金基台; RN, synOcta® (八角), 高 14.1mm,; Ceramicor®金/POM塑料						048.642



软组织水平 单冠（续）

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
粘结固位	标准颈						
	宽颈实心基台; WN, 6°, 高 4mm, 绿色, 纯钛/基底		 048.013/048.065 或 040.380	 048.165	 048.657		048.545/048.247-塑料 
	宽颈实心基台; WN, 6°, 高 5.5mm, 棕色, 纯钛/基底		 048.013/048.066 或 040.384	 048.166	 048.657		048.546/048.247-塑料 
	宽颈基台; WN, synOcta® (八角), 高 5.5mm, 纯钛/基底						048.606/ 048.243 
	宽颈基台; WN, synOcta® (八角), A型, 成角15°, 高 5.5mm; 纯钛/基底						048.608/ 048.678 
	宽颈基台; WN, synOcta® (八角), B型, 成角15°, 高 5.5mm; 纯钛/基底	 048.091	 048.013 & 048.095	 048.171	 048.242	 048.717	048.609/ 048.678 
	宽颈金基台; WN, synOcta® (八角), 高 14.1mm; Ceramikor®金/POM塑料						048.644 
	宽颈八角Meso基台						048.561 



软组织水平种植系统 牙桥

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底	
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位		
螺丝固位	标准颈							
	RN, synOcta® (八角)1.5螺丝固位, 高 1.5mm; 钛合金/基底						048.601/ 048.632-金或 048.227-塑料/048.350	
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.610/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.611/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, A型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.612/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.613/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.615/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.616/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角) /基底						048.617/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
	标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角20°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.618/048.676V4 & 048.670-塑料/048.350	
宽颈								
宽颈旋转基台; WN, synOcta® (八角), 螺丝固位, 高 1.5mm, 纯钛/基底	 048.091	 048.013 & 048.095	 048.171	 048.242*	 048.718	048.603/ 048.638-金 或048.666-塑料/ 048.350		

*牙冠可以修改并适用于牙桥



软组织水平种植系统 牙桥（续）

说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
	开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
标准颈						
RN, synOcta® (八角)1.5螺丝固位, 高 1.5mm; 钛合金/基底	 048.010-短/ 048.090-长	 048.017V4 & 048.070V4	 048.124	 048.664	 048.716	048.601/ 048.633-金 或048.229-塑料/048.350 
标准颈金基台; RN, synOcta® (八角), 高 14.1mm; Ceramicor®金/POM塑料	 048.010-短/ 048.090-长	 048.017V4 & 048.070V4	 048.124	 048.664*	 048.716	048.642 
标准颈基台; RN, synOcta® (八角), 用于牙冠/牙桥, 高 5.5mm; 纯钛						048.605 
八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.610/048.676V4 
八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 15°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.611/048.676V4 
标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, A型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.612/048.676V4 
标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角15°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.613/048.676V4 
八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, A型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.615/048.676V4 
八角基台; RN, synOcta® (八角), 长型, B型, 成角 20°; 高 6.7mm, 纯钛/基底						048.616/048.676V4 
标准八角基台; RN, synOcta® (八角)/基底						048.617/048.676V4 
标准八角基台; RN, synOcta® (八角), 短型, B型, 成角20°; 高 5.7mm, 纯钛/基底						048.618/048.676V4 
宽颈						
WN, synOcta® (八角), 螺丝固位, 高 1.5mm, 纯钛/基底	 048.091	 048.013 & 048.095	 048.171	 048.242*	 048.717	048.603/ 048.639-金 或048.667-塑料/048.350 
宽颈基台; WN, A(八角), 高 5.5mm, 纯钛/基底						048.606/048.244-塑料 
宽颈基台; WN, synOcta® (八角), A型, 成角 15°, 高 5.5mm; 纯钛/基底						048.608/048.678-塑料 
宽颈基台; WN, synOcta® (八角), B型, 成角 15°, 高 5.5mm; 纯钛/基底						048.609/048.678-塑料 
宽颈金基台; WN, synOcta® (八角), 高 14.1mm; Ceramicor®金/POM塑料						048.644 

*牙冠可以修改并适用于牙桥



软组织水平种植系统

可摘式

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
半柱	标准颈						
	RN, synOcta® (八角)1.5螺丝固位, 高 1.5mm; 钛合金/基底	 048.010-短/ 048.090-长	 048.093V4	 048.108		 048.716	048.601/ 048.632-金/ 048.227-塑料/ 048.204-金 或 048.214-钛/ 048.350 
	连接杆						
	Dolder® 杆, 迷你型/基底	048.411/048.413					
	Dolder 杆, 标准型/基底	048.412/048.414					
	宽颈						
	WN, synOcta® (八角), 螺丝固位, 高 1.5mm, 纯钛/基底	 048.091	 048.013 & 048.095	 048.171		 048.718	048.603/ 048.638-金或 048.666-塑料/ 048.350 
全柱	标准颈						
	球帽阴型; 高 3.1mm, 纯钛			 048.109			048.439 
	义齿部件						
	椭圆形固位帽	048.456 					
	球帽阴型; 高 3.1mm, 纯钛	048.450 					
	金质固位帽	048.410 					

Dolder® 是Eugen Dolder教授的注册商标, Eugen Dolder教授是苏黎世大学牙科学院前院长。



软组织水平种植系统 可摘式（续）

	说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底	
		开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位		
Locator	标准十字锁合连接							
	RN LOCATOR®, AH 1.0 mm						048.175	
	RN LOCATOR, AH 2.0 mm						048.176	
	RN LOCATOR, AH 3.0 mm						048.177	
	RN LOCATOR, AH 4.0 mm						048.178	
	RN LOCATOR, AH 5.0 mm						048.179	
	RN LOCATOR, AH 6.0 mm						048.180	
	宽颈							
	WN LOCATOR, AH 1.0 mm						048.183	
	WN LOCATOR, AH 2.0 mm						048.184	
	WN LOCATOR, AH 3.0 mm						048.185	
	WN LOCATOR, AH 4.0 mm						048.186	
	WN LOCATOR, AH 5.0 mm						048.187	



软组织水平种植系统 可摘式（续）

说明	印模柱		替代体	临时基台		最终基台/基底
	开窗	非开窗		粘结固位	螺丝固位	
义齿部件						
LOCATOR 阳性件套装	048.189V2					
透明, 5 lbs	048.190V4					
粉色, 3 lbs	048.191V4					
蓝色, 1.5 lbs	048.192V4					
LOCATOR阳性件套装, 扩展装	048.182V2					
绿色, 3–4 lbs	048.193V4					
橙色, 2 lbs	048.188V4					
红色, 1.5 lbs	048.194V4					
替代体	048.198V4					
灰色, 0 lbs	048.181V4					
印模柱	048.197V4					
封闭垫圈	048.196V20					
阳性件	048.195V4					
占位件	048.218V4					
基台夹持器	046.413V4					

LOCATOR®是Zest Anchors, Inc.公司的注册商标。



请扫描上方二维码，关注士卓曼微信公众号
海量信息，尽在掌握

www.straumann.cn

国际总部

Institut Straumann AG Peter Merian-weg 12
CH-4002 Basel,Switzerland
电话：+41 (0)61 965 11 11
传真：+41 (0)61 965 11 01

士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座3层303室
100020
电话：+86 10 5775 6555
传真：+86 10 5775 6556

版权所有© Straumann USA, LLC 2013。保留所有权利。
Straumann®和/或其他商标以及本文提及的Straumann®徽标均是Straumann Holding AG控股公司和/或其分公司的商标或注册商标。保留所有权利。

士卓曼修复系列 CNO03