

士卓曼牙科种植系统 系统一览 软组织水平 修复

印模转移部件

印模柱 印模帽

替代体

数字化印模扫描杆

临时修复体 保护帽

最终修复


钛基台

塑料基底


金基底 金基台 杆卡基底

辅助配件 螺丝


NNC
Ø 3.5 mm




常规颈 RN
Ø 4.8 mm




宽颈 WN
Ø 6.5 mm




NNC
Ø 3.5 mm




常规颈 RN
Ø 4.8 mm




宽颈 WN
Ø 6.5 mm




NNC
Ø 3.5 mm





常规颈 RN
Ø 4.8 mm



宽颈 WN
Ø 6.5 mm




窄颈十字锁合






螺丝固位或粘接固位





八角系统




螺丝固位





螺丝固位或粘接固位



八角系统







螺丝固位



螺丝固位或粘接固位




覆盖义齿







LOCATOR®




覆盖义齿



杆卡




覆盖义齿





LOCATOR®





实心系统





粘接固位






实心系统



粘接固位



实心系统



粘接固位

