

手术器械

Straumann® 模块工具盒
与您共同成长





Straumann® 模块工具箱 与您一同成长的工具箱



概况



产品优势



技术信息



客户评价



总结



惊鸿一瞥



Straumann® 模块工具箱设计紧凑，可根据具体需要进行个性化组装，紧跟您的脚步，与您一同成长。可与 Straumann® 全线种植产品兼容使用。

该工具箱专为融入您诊所的日常工作流程而设计，能够使种植外科医生及其助手默契配合、高效完成治疗。

 视频



惊鸿一瞥


Straumann® 模块工具箱

Straumann® 模块工具箱 由3个模块组成：A 模块、
B 模块和 C 模块。

A

B

C



产品优势

工具箱组装

个性化设置：根据您的需要组装您的工具箱

您的好帮手：旨在支持和促进诊所日常 workflows 的运转

提高效率：精简您的工作流程



易如反掌

- A 设置您的辅助器械
- B 选择种植体系列
- C 补充您的工具箱


这三个模块可以按照不同的方式组装和合并，让您可以根据每个特定的手术挑选所需的器械，组装成您的个性化工具盒。



产品优势

设置您的辅助器械

- 选择器械托盘
在 A 模块内自由排列托盘











产品优势

选择种植体系列

- 选择您所用种植体系列的工作流程托盘

Straumann® 模块工具箱可针对

Straumann® 全线种植产品进行个性化组装







产品优势

补充您的工具箱

- 添加 C 模块，用于放置引导手术器械及备用工具



产品优势

个性化设置：根据您的需要组装您的工具箱

- 根据您的需要组装您的工具箱
- 针对每个特定的手术对您的工具箱进行个性化组装
- 当您增加额外的种植体系列时可对模块进行扩展
- 当您找到趁手的工具时可精简工具箱
- 当您采用数字化工作流程时，可升级工具箱以进行引导式种植手术



产品优势

您的好帮手：旨在支持和促进您诊所 日常工作流程的运转

- 仅放置您在手术中需要使用的器械
- 工作流程直观高效，在术前、术中和术后的每一步为您和您的团队提供支持
- 精心设计，让临床团队默契配合、高效完成治疗
- 与口腔医护人员紧密合作研发



提高效率：精简您的工作流程

精心设计，让临床团队默契配合、高效完成治疗：

- 1 储存 – 灵活的处理方式：模块可单个消毒与储存，也可堆叠在一起消毒与储存。
- 2 准备 – 工具箱设计紧凑，占用面积小，可节省手术工作台上的空间。请将工具箱与工作台外槽对齐。
- 3 使用 – 按照 Straumann® 工作流水线中直观的标志性颜色代码选择正确的工具。
- 4 回收处理 – 用途多样：将盖子作为超声波清洗盒使用，用于盛放污染的器械。




储存 – 灵活的处理方式 ①

- 模块可单个消毒与储存，也可堆叠在一起消毒与储存。




准备 - 摆放工具箱 ②

- 工具箱设计紧凑，占用面积小，可节省手术工作台上的空间。请将工具箱与工作台外槽对齐。



使用 - 以颜色代码标记工作流水线 ③

- 按照 Straumann® 工作流水线中直观的标志性颜色代码选择正确的工具




- 标注的颜色和图形符号便于将清洁后的器械放回原位



回收处理 - 超声波清洗 ④

- 用途多样：将盖子作为超声波清洗盒使用，用于盛放污染的器械。





产品优势

找到正确的工具箱设置

选择指南手册可帮助您找到每个种植体系列正确的工具箱设置

- 订购清单显示了所需的器械
- 工具箱设置页面显示了各器械的放置位置



技术信息

- 适用于 Straumann® 全线种植产品的外科工具箱
- 适用于人工操作手术与引导式植牙
- 模块化设计
- 可替换的托盘
- B 模块盖子、C 模块盖子和硅胶垫可当做超声波清洗盒
- B 和 C 模块可堆叠
- B 和 C 模块上有对位槽
- 标签板



客户评价



Straumann® 模块工具箱





客户评价

Straumann® 模块工具箱

在 Straumann® 模块工具箱的研发期间，我们与大约 50 位客户和同事进行了交流。以下是他们的意见。

口腔医生

“它很不错，很紧凑，放在我的工作台上很合适。”

护士

“它能加快器械分类回收的速度。这对我们有很大帮助。”

种植外科医生

“哇！这简直像是我最喜欢的老搭档的改良版，爱死它了。”



总结：制胜设计，屡获殊荣


大道至简

Straumann® 模块工具箱斩获了2019年的IF设计奖和2019年德国红点设计大奖（医学与健康类）

- 兼具强大的功能性和美观性的荣誉产品
- 设计卓越，服务出色，上乘品质经权威认证



reddot award 2019
winner



总结

Straumann® 模块工具箱 与您共同成长

- 可挑选您所需的器械，个性化组装您自己的工具箱
- 专为融入诊所的日常工作流程而设计
- 一份投资，多重收获
- 精简您的工作流程

