

STRAUMANN™

士卓曼BLX种植系统

即刻 微创 速愈
为 **即刻种植** 而生

- 1 减少创伤**
窄颈和全锥形设计
- 2 提高植入效率**
大螺纹结合双向切割刃
- 3 保留原生骨**
动态集屑槽
- 4 保持即刻植入的稳定性**
根尖部深螺纹



BLX如何植入？




钛锆合金材质

机械性能强，减小手术创口



活性亲水表面处理技术

强骨结合能力，长期稳定



straumann
士卓曼