

全口缺牙的影响

不仅是美观问题，也是健康隐患。

牙槽骨萎缩 脸颊塌陷，影响美观

咀嚼力缺失导致牙槽骨吸收，面部缺少骨的支撑，呈现“衰老面容”。



影响咀嚼和消化功能

饮食受限，仅能食用软烂食物。

食物难以被磨碎，加重胃肠道负担，影响消化功能。



发音不准， 社交功能受损

“牙齿漏风”导致发音不准，影响自信和表达。

*World Health Organization, Oral health [Fact sheet]. Geneva: WHO, 2025 Mar 17. Available from: <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>

本页中包含的有关种植牙的信息，均为医疗科普，不代表或构成医学建议或推荐。本页不能取代医生的检查，以确定您是否适合做种植牙。

常见的全口缺牙修复方式

活动义齿



- 治疗周期较短
- 稳定性较差，容易移位。
- 咬硬物时，假牙会压迫牙龈，有时会感到疼痛。
- 长期可能会导致颌骨吸收。

全口/半口种植固定修复




- 外观接近天然牙。
- 可以防止颌骨吸收。
- 固定牢固，避免了移位带来的不适。
- 做好维护保养，可以长期维持功能与美观。
- 需要进行手术

每半口4颗种植体



每半口6颗种植体



本页中包含的有关种植牙的信息，均为医疗科普，不代表或构成医学建议或推荐。本页不能取代医生的检查，以确定您是否适合做种植牙。

选好种植牙



种植牙材质的耐用程度，骨结合能力，长期稳定性非常重要。

*骨结合示意图

士卓曼两大硬核实力



Roxolid™ 钛锆合金材质

钛锆合金种植体，含13%-17%锆，机械性能强，种植体较小较窄，减小手术创口，减少骨增量手术的概率。

*植体抗拉强度850-1050mpa;



SLActive™ 亲水表面处理

微创速愈，为健康受损患者带来优质选择。

【生产企业】士卓曼研究院股份公司
【产品名称】牙科种植系统，人工牙种植体
【注册号】国械注进20183172366 国械注进20213170512


【代理人】士卓曼(中国)投资有限公司
沪械广审(文)第280912-06400号
禁忌内容或者注意事项详见说明书

士卓曼牙科种植体系列

70年以来，致力于推动全球牙科种植领域发展

Straumann™ BLX 种植系统 即刻 微创 速愈

全锥度动态骨管理
出色的初期稳定性



【注册号】国械注进20213170512
国械注进20243170222

Straumann™ Roxolid SLActive 瑞锆 种植体 微创速愈

Roxolid™ 钛锆合金材质
SLActive™ 活性亲水表面处理



【注册号】国械注进20183172366
国械注进20213170512

Straumann™ Roxolid SLA 悦锆 种植体 微创种植

Roxolid™ 钛锆合金材质
SLA 喷砂酸蚀表面处理



【注册号】国械注进20203170106
国械注进20203170359

Straumann™ Ti SLA 纯钛 种植体 经典品质 全球上市近30年

TA4 纯钛材质
SLA 喷砂酸蚀表面处理



【注册号】国械注进20253171103 国械注进20253171782
国械注进20153170691

【生产企业】士卓曼研究院股份有限公司
【代理人】士卓曼(中国)投资有限公司
【产品名称】牙科种植系统，人工牙种植体

沪械广审(文)第280912-07207号
禁忌内容或者注意事项详见说明书

为什么选择士卓曼？

1954 士卓曼研究所成立



1974 推出士卓曼首款商用种植体



1980 联合创立ITI国际口腔种植学会



1997 士卓曼开发SLA喷砂酸蚀表面处理技术



2005 SLActive™ 亲水表面处理技术



2009 Roxolid™ 钛锆合金种植体上市
钛锆合金材质强度高，较小直径种植体可适用在多种牙位。



2019 BLX™ 种植体上市
为即刻种植而生



防伪与质保

士卓曼为旗下种植体提供防伪与质保，每一颗种植体全球可追溯。



质量信仰，全球闻名

27,000,000+

*2021-2025年，士卓曼已向全球供应超过2700万个产品

*数据来自于士卓曼公司2021-2025年年报

循证医学为本 强大的科研网络

1980年，Fritz Straumann博士同André Schroeder教授等人成立了国际口腔种植学会（ITI）



70 YEARS

悠久历史
超过70年的创新历程


straumann
士卓曼

全口修复 笑从齿生

士卓曼全口种植解决方案



瑞士精工
品牌源自瑞士



【生产企业】士卓曼研究院股份有限公司
【代理人】士卓曼(中国)投资有限公司
【产品名称】牙科种植系统、人工牙种植体

沪械广审(文)第280912-07207号
禁忌内容请参见说明书