

选好种植牙



种植牙材质的耐用程度，骨结合能力，长期稳定性非常重要。

*骨结合示意图

士卓曼两大**硬核实力**



材质

Roxolid™



Roxolid™钛锆合金材质

钛锆合金种植体，含13%-17%锆，机械性能强，种植体较小较窄，减小手术创口，减少骨增量手术的概率。

*植体抗拉强度850-1050mpa;



表面

SLActive™



SLActive™亲水表面处理

微创速愈，为健康受损患者带来优质选择。

【生产企业】士卓曼研究院股份公司
【产品名称】牙科种植系统，人工牙种植体
【注册号】国械注进20183172366
国械注进20213170512
【代理人】士卓曼(中国)投资有限公司
沪械广审(文)第280912-06400号
禁忌内容或者注意事项详见说明书