

STRAUMANN™

ROXOLID™

钛锆合金材质

钛锆合金种植体

含13%-17%锆，机械性能强。
种植体较小较窄，减小手术创口，减少骨增量手术的概率。

钛锆强度 如此稳固

植体抗拉强度850-1050 mpa。以普通家用SUV轿车平均重量约1.5吨计算，相当于6-7辆车的重量作用在1平方厘米的力。



 **straumann**
士卓曼

【生产企业】士卓曼研究院股份公司
【代理人】士卓曼(中国)投资有限公司

【产品名称】牙科种植系统, 人工牙种植体
【注册号】国械注进20183172366
国械注进20213170512

沪械广审(文)第280912-06334号
禁忌内容或者注意事项详见说明书